

MD

SWASH® CLEANSING WIPES – SANS PARFUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	Lo5012-48
Basic UDI-DI	871712793BODY.WASHM6
UDI-DI	08717127938216
Usage prévu	Destiné au nettoyage primaire de l'incontinence des patients incontinents et/ou alités comme mesure de prévention des infections.
Contenu du paquet	48 lingettes
Contenu du carton	12 paquets
Manufacturer	Arion Manufacturing B.V. – les Pays-Bas Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Issue date	03/2021
Revision date	08/2022
Version	V2

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	Dispositif médical de classe 1 (2017/745/CE)
Composition du tissu	Polyester & Viscose
Méthode de production	Spunlace
Poids de norme du tissu	ca. 50 GSM
Poids du carton	ca. 5535 g
Poids net du tissu	ca. 145 g
Poids net du film protecteur	ca. 10 g
Valeur du pH	5 - 6
Dimension du tissu	20 cm x 30 cm
Dimension du paquet	10 cm x 26 cm

INGRÉDIENTS LOTION

FONCTION

%

INGRÉDIENTS LOTION	FONCTION	%
Aqua	Sert comme solvant où tous les ingrédients sont dilués.	75-100
Propylene Glycol	Ingrédient hydratant, qui réduit la déshydratation de la peau. Agit aussi comme solvant et détermine la viscosité.	1-5
Glycerine	Crème hydratante, pour prévenir la déshydratation de la peau. Egalement un solvant qui est beaucoup utilisé dans les produits cosmétiques comme les shampooings.	1-5
Caprylyl Glycol	Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de conservation.	0.1-1
Polysorbate 20	Émulsifiant. Lie la lotion et stabilise l'émulsion.	0,1-1
Hydrolyzed Jojoba Esters	Version soluble dans l'eau de l'huile de jojoba (Simmondsia chinensis) qui améliore l'hydratation de la peau, réduit les rougeurs cutanées et aide à la récupération de la barrière cutanée.	
Glyceryl Caprylate	Humectant. Possède également des propriétés de conservation	0.1-1

Potassium Sorbate	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de vie du produit.	0.1-1
Dipropylene Glycol	Solvant pour la conservation.	0.1-1
Citric Acid	Ingrédient naturel utilisé pour stabiliser le pH de la lotion à un niveau neutre pour la peau.	0.01-0.1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lingettes humides pour un nettoyage doux et fréquent (par exemple pour l'incontinence).

Les lingettes sont jetables et chaque paquet doit être lié à un seul patient. Ne réutilisez pas.

Uniquement conçu pour usage externe.

Nous conseillons d'utiliser un paquet ouvert dans les 1 mois.

Ne pas jeter dans les toilettes.

RÉSULTATS DES TESTS

Tests Irritation de la peau

Les résultats montrent que la lotion de Swash® Cleansing Wipes ne provoque aucune irritations sur la peau. Il n'y a eu par ailleurs aucun signe d'oedème ou de rougeur de la peau pendant ou après le test.