



SWASH[®] SHAMPOO CAP – PARFÜMFREI

ALLGEMEINE INFORMATION

Artikelnummer	D04077-1
Basic UDI-DI	871712793HAIR.CARECB
UDI-DI	08717127937219
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Für eine vollständige Haarwäsche bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.
Paketinhalt	Shampoo Cap
Kartoninhalt	52 Packungen
Hersteller	Arion Manufacturing B.V. – Niederlande Rutherford 11, 6422 RE Heerlen

PRODUKTINFORMATION

Produktart	Medizinprodukt Klasse 1 (Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745)
Zusammensetzung des Tuches	Polyester & Lyocell
Produktionsart des Tuches	Needle punch
Kartongewicht	ca. 6.823 g
Netto-Abfallgewicht Shampoo Cap	ca. 30 g
Netto-Abfallgewicht Folie	ca. 4 g
pH-Wert	5 – 6
Größe Shampoo Cap	30 cm x 30 cm
Paketabmessungen	22 cm x 12 cm

INHALTSSTOFFE LOTION	FUNKTION	KONZENTRATION (%)
Aqua	Dient als Lösungsmittel, in dem die übrigen Inhaltsstoffe gelöst werden.	75-100
Propanediol	Natürliches Lösungsmittel und Feuchtigkeitsspender	1-5
Glycerin	Feuchtigkeitsspender	1-5
Capryloyl/Caproyl Anhydro Methyl Glucamide	Lösungsvermittler für den Duft, Konservierungsstoffverstärker.	1-5
Caprylyl Glycol	Ein hautpflegender Bestandteil. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0.1-1
Glyceryl Caprylate	Dient zum Befeuchten der Haut. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0.1-1
Hydriertes Ethylhexyl Olivat	Tensid und Haarkonditionierer	0.1-1
Hydriertes Olivenöl Unsaponifizierbare	Feuchtigkeitsspendendes und pflegendes Mittel, reduziert Schaum.	0.1-1
Potassium Sorbate	Natürliches Konservierungsmittel.	0.1-1
Zitronensäure	pH-Modifikator	0.1-1

ANWENDUNG



Falls notwendig, die Swash[®] Shampoo Cap vor der Verwendung in einer Mikrowelle 20 Sek. lang bei 800 Watt erwärmen.

Die Temperatur der erwärmten Swash[®] Shampoo Cap vor der Verwendung überprüfen.

Die Swash[®] Shampoo Cap auf den Kopf des Patienten setzen und das Haar vollständig damit bedecken.

Den Kopf durch die Swash[®] Shampoo Cap 2 bis 3 Minuten lang massieren, bis alle Haare mit dem Shampoo befeuchtet sind.

Die Swash[®] Shampoo Cap entfernen (das Haar nicht spülen).

Das Haar wie gewohnt trocknen und frisieren.

Die Swash[®] Shampoo Cap ist ein Einwegprodukt. Nicht erneut erwärmen.

HAUT- UND AUGENVERTRÄGLICHKEIT

Test auf Augenverträglichkeit

Ergebnisse:

- keine Irritationen auf der Hornhaut und der Iris.
- keine Rötung oder Schwellung auf der Schleimhaut.

Test auf Hautreizung

Ergebnisse:

- keine Irritationen auf der Haut.
- kein Ödem auf der Haut und keine Hautrötung während oder nach dem Test.

Dermatest

Die Produkte werden durch Epikutantests unter der Kontrolle von Dermatologen und nach internationalen Richtlinien auf ihre Hautverträglichkeit geprüft. Im Testgebiet wurden nach einmaliger Anwendung des Produkts keine relevanten Hautreaktionen beobachtet, so dass das Produkt eine „ausgezeichnete“ Verträglichkeit aufweist und als „dermatologisch getestet“ bezeichnet werden kann